



Kit de Adaptadores STar™ Drive para Plataformas microTargeting™

Con anillo integrado

Direcciones de Uso

L011-44 (Rev D1, 2018-12-05)

Contiene direcciones para los siguientes productos:

70-FA-SF-01, 66-IT-VP-01, 66-MP-EH, 66-MP-EM
66-MP-IR, 66-MP-MH, 66-MP-TH, 66-WP-SW
70-DP-CS, 70-DP-OS

www.fh-co.com



FHC, Inc.
1201 Main Street
Bowdoin, ME 04287 USA
Fax: +1-207-666-8292



Servicio técnico las 24 horas:
1-800-326-2905
(EE. UU. y Canadá)
+1-207-666-8190



FHC Europe
(TERMOBIT PROD srl)
42A Barbu Vacarescu Str, 3rd Fl
Bucharest 020281 Sector 2
Romania

FHC Latin America
Calle 6 Sur Cra 43 A-200
Edificio LUGO Oficina 1406
Medellín-Colombia

Tabla de contenidos

Indicaciones de uso, Uso Previsto y Otros dispositivos requeridos	4
Símbolos Clave	4
Inventario	4
Limpieza y Esterilización	5-6
Procedimiento Ilustrativo	7
Selección de trayectoria	9
Gráfico Trayectorias de compensación	9

Indicaciones para el uso

El kit de adaptador de plataforma STar™ Drive está diseñado para ser utilizado con sistemas estereotácticos disponibles en el mercado para procedimientos neuroquirúrgicos que requieren la colocación precisa de microelectrodos, electrodos de estimulación u otros instrumentos en el cerebro o el sistema nervioso.













Uso previsto

El kit de adaptadores de plataforma STar™ Drive está diseñado para ser utilizado por un neurocirujano en un entorno de sala de operaciones para posicionar y mover dispositivos en relación con una trayectoria del sistema estereotáxico planificado y un objetivo.


Otros dispositivos requeridos

- Software de navegación compatible, como WayPoint™ Navigator
- Plataforma microTargeting™ específica para el paciente construida usando ubicaciones de anclaje fiduciales y la trayectoria deseada Stereotactic device compatible with surgical kit positioners, such as microTargeting™ STar™ Drive
- Dispositivo estereotáctico compatible con posicionadores de kit quirúrgicos, como microTargeting™ STar™ Drive

Símbolos Clave

	ADVERTENCIA / Precaución, consulte las instrucciones para obtener información importante de precaución.		Fabricante de dispositivos médicos, tal como se define en las Directivas de la UE 90/385/EEC, 93/42/EEC y 98/79/EC.
	Consulte las instrucciones de uso.		Número de teléfono
	En referencia al símbolo "solo Rx"; esto se aplica únicamente a las audiencias de EE. UU.		Fecha en que se fabricó el dispositivo médico
Rx Only	Precaución: la ley federal (EE. UU.) Restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden suya.		Representante autorizado en la Comunidad Europea Conformidad Europea.
	Indica el número de catálogo para que se pueda identificar el dispositivo médico.		Este dispositivo cumple con la Directiva MDD 93/42/EEC y las responsabilidades legales como fabricante se encuentran en FHC, Inc., 1201 Main Street, Bowdoin, ME 04287 USA.
	Indica el código del lote del fabricante para poder identificar el lote.		Un elemento que se sabe que presenta riesgos en todas los entornos MRI.
	Indica el número de serie para que se pueda identificar un dispositivo médico específico.		

Inventario



1.	Eje de montaje de compensación de objetivo de 6 mm	66-MP-TH
2.	Eje de montaje Estándar	66-MP-MH
3.	Microbandeja para piezas pequeñas	
4.	Bandeja SteriSuite	67-00-7
5.	Llave hexagonal	66-WP-HW
6.	Herramienta de medición de electrodo	66-AC-MT-01
7.	Herramienta de marcación de punto de entrada	66-MP-EM
8.	Llave para tornillos Standoff	66-WP-SW
9.	Manija manual	66-MP-DH
10.	Broca	66-WP-CD
11.	Marcador de trépano	66-MP-EM
12.	Eje de montaje de desplazamiento de entrada de 3 mm	66-MP-EH
13.	Transportador de electrodo	70-CN-DB
14.	Posicionador central	70-DP-CS
15.	Posicionador de desplazamiento	70-DP-OS
16.	Sonda de verificación	66-IT-VP-01

Comprado por separado

A.	STar™ Drive M/E (mostrado) or STar™ Drive M/A	Varios
----	---	--------

* o STar™ Drive se vende en kits

Limpieza y Esterilización

Protocolo de limpieza manual: (Requiere STar™ SteriSuite)


1. Prepare el detergente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante: Líquido Asepti Wash Plus (2.5 ml por litro o 1/4 oz por gal), usando agua tibia del grifo.
2. Separe el Drive, los posicionadores, los ejes y el transportador de electrodo y sumérjalos en la solución de lavado por un mínimo de 5 minutos. Accione los dispositivos durante el remojo.
3. Con un paño suave y limpio que haya quedado empapado en el detergente, limpie la bandeja y su inserción para quitar la suciedad visible. Use un cepillo de cerdas suaves y una jeringa para llegar a las áreas difíciles de limpiar.
4. Coloque el Drive y sus componentes de nuevo en la bandeja.
5. Prepare el detergente en una unidad de sonicación de acuerdo con las recomendaciones del fabricante: Líquido Asepti Wash Plus (2.5 ml por litro o 1/4 oz por gal).
6. Sumerja la bandeja en la unidad de sonicación y haga sonicar durante un mínimo de 10 minutos.
7. Enjuague todos los componentes con corriente de ósmosis inversa / agua desionizada para eliminar el detergente residual.
8. Seque los componentes con un paño suave y limpio.
9. Inspeccione visualmente para asegurarse de que se elimine toda la suciedad visible.

Protocolo de limpieza automatizado: (Requiere STar™ SteriSuite)

Fase	Tiempo de circulación (min)	Temperatura del agua	Ecolab Inc. Detergente (2.5 ml/l or 1/4 oz/gal)	Ecolab Inc. Detergente (2.5 ml/l or 1/4 oz/gal)
Pre-lavado 1	2:00	Agua fría del grifo (16°C max)	N/A	N/A
Lavado enzimático	2:00	Agua caliente del grifo (43°C min)	Asepti Wash Plus	Sekusept AR
Lavado 1	2:00	65.5°C (Punto fijo)	Asepti Wash Plus	Sekusept AR
Enjuague 1	2:00	Agua caliente (66.0°C)	N/A	N/A
Enjuague con agua pura	0:10	Caliente (66.0°C)	Asepti Rinse	Sekusept FNZ o Sekumatic Multiclean
Fase secado	7:00	115°C	N/A	N/A


Kit adaptador de plataforma Instrucciones de esterilización:

Método	Protocolo	
Vapor	Por gravedad con envoltura: (en 2 capas de envoltura de polipropileno de 1 capa ^[1]) Tiempo de exposición: 30 minutos a 132°C (270°F) Tiempo mínimo de secado: 60 minutos [1] El ciclo fue validado usando Halyard Envoltura de Salud H300	Prevació con envoltura: (en 2 capas de envoltura de polipropileno de 1 capa ^[2]) Pulsos de preacondicionamiento: 3 Tiempo de exposición: 4 minutos a 132°C (270°F) Tiempo mínimo de secado: 60 minutos [2] El ciclo fue validado utilizando Halyard Health Envoltura H400
	Por Gravedad con envoltura: (en 2 capas de envoltura de polipropileno de 1 capa ^[3]) Pulsos de preacondicionamiento: 3 Tiempo de exposición: 18 minutos a 134°C (273°F) Tiempo mínimo de secado: 60 minutos [3] El ciclo fue validado usando Halyard Health Envoltura H300	


 Los usuarios deben ser conscientes de que los efectos de los protocolos de esterilización no validados podrían ocasionar daños a los componentes y afectar su funcionamiento o rendimiento. El STar™ Drive no está validada para su uso con protocolos de esterilización alternativos, y FHC no recomienda ni aprueba su uso. Los usuarios con preguntas sobre este problema de seguridad deben comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de FHC al 1-207-666-8190.

Procedimiento Ilustrativo:

1. Coloque y ajuste los separadores Standoff a los anclajes.




2. Fije la plataforma a los separadores Standoff con los tornillos.




! ADVERTENCIA: No apriete demasiado los tornillos. Solo gire 1/4 de vuelta adicional después de contactar la superficie de contacto.


3. Fije el eje central a la plataforma con 2 tornillos a 90 grados de separación. Asegúrese de que el eje esté completamente asentado en la plataforma. El centro se ubicará aproximadamente a 1/8" por encima de la superficie superior de la plataforma.




4. Use la herramienta de marcación de punto de entrada con el marcador de trepano y marque la piel y el cráneo, luego retírelo.




5. Retire la plataforma y taladre el agujero del trépano.
6. Reubique la plataforma
7. Fije el posicionador central del Drive al eje central con la pestaña orientada a 45 °, 90 ° o 135 ° con respecto al tornillo. Asegúrese de que el posicionador esté completamente asentado en el eje.



8. Conecte el Drive al posicionador y asegúrese de seguir las instrucciones del Drive.
9. Realice MER e implante del electrodo.
10. Retire el Drive del posicionador, luego retire la plataforma.
11. Use la llave de Standoff para sostener el Standoff mientras tuerce el destornillador en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo al Standoff. Gire la llave de seguridad en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el Standoff.



12. Use la llave de anclaje para sostener el anclaje mientras tuerce el destornillador en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo al anclaje. Gire la llave de anclaje en sentido antihorario para quitar el anclaje.



13. Deseche los anclajes usados, los separadores y los tornillos de acuerdo con el protocolo del hospital.

